THERAMED

SENSACIONES QUE ALIVIAN

sognare®

Sistema de masaje por vibración con terapia Shiatsu y de calor

- Mejora la circulación sanguínea
- Reduce el dolor y las agujetas
- Reduce el estrés y favorece la relajación



Para evitar posibles lesiones o daños en el producto, lea todo el manual antes de utilizar el aparato. Conserve este manual para futuras consultas.

¡Felicitaciones por la compra de su nuevo sistema de masaje THERAMED®!

El sistema de masaje THERAMED® proporciona una manera fácil y efectiva de estimular la circulación sanguínea, reducir el malestar y el dolor muscular, disminuir el estrés y mejorar su bienestar.

Este sistema compacto y fácil de usar, le brindará los beneficios de la terapia vibratoria, combinada con el masaje shiatsu y la terapia de calor, a la comodidad de su hogar.

Elija uno de los 5 ajustes preestablecidos, creados por nuestros expertos, para darle a su cuerpo completo el masaje que bien se merece, o seleccione diferentes ajustes para aislar las áreas de su cuello, espalda, lumbares o piernas para un masaje enfocado con su intensidad preferida. Además, el diseño portátil significa que pueda llevarlo dondequiera que vaya.

Con una práctica bolsa de transporte incluida, puede llevar fácilmente su sistema de masaje Remedy de su casa a la oficina o mientras viaja. Ya sea que desee relajarse en casa mientras lee un libro, o si desea aliviar la tensión en los músculos después de un largo y estresante día de trabajo, el sistema de masaje THERAMED® será su mejor amigo.

Nuestros ingenieros en THERAMED® están dedicados a diseñar los mejores productos y fabricarlos con materiales duraderos de alta calidad para garantizar la máxima comodidad. ¡Un masaje de servicio completo para tu cuerpo nunca ha sido tan fácil!

Póngase cómodo,

El equipo de THERAMED®

1 Almohada de Masaje Shiatsu

2 Interruptores

3 Adaptador


4 Conector


5 Adaptador

6 Control Remoto

7 Esterilla de Masaje

8 Adaptador de Enchufe





Tres niveles de intensidad:

1. **L** para masajes de baja intensidad
2. **M** para masajes de intensidad media
3. **H** para masaje de alta intensidad

Cinco Modo de Masaje

1. Pálpitos
2. Toques
3. Círculos
4. Sobar
5. Intensidad

(Después de varios minutos, el programa cambiará al modo automático y cambiará a través de los diversos modos de masaje mientras está en uso)



Acerca del sistema de masaje THERAMED®

El sistema de masaje THERAMED® contiene dos métodos de masaje altamente efectivos.

1. Colchón de masaje con masaje vibracional y termoterapia. El colchón cuenta con motores de masaje estratégicamente ubicados en toda la superficie para dirigirse específicamente a cada parte del cuerpo. Es posible seleccionar un masaje de cuerpo completo o aislar ciertos grupos musculares. Hay una selección de 5 programas de masaje y 3 niveles de intensidad.
2. Almohada de masaje con masaje shiatsu y calor infrarrojo. Los 6 cabezales de masaje giratorios brindan un alivio instantáneo en la cabeza y el cuello. La almohada y el colchón de masaje se pueden usar en combinación, pero también es posible usarlos por separado.

Cómo utilizar

1. Desembale el sistema de masaje THERAMED® y todos sus componentes.
2. Coloque el colchón sobre una superficie plana y estable, como el piso, una cama, un sofá o una silla.
3. Enchufe el adaptador de corriente en el tomacorriente de pared y conéctelo con el conector del adaptador de la almohada de masaje o el colchón de masaje.
4. Encienda el dispositivo presionando el botón ON/OFF en el control remoto.
5. Ajuste la intensidad, el modo y la calefacción opcional en el control remoto.
6. Acuéstese sobre el sistema de masaje THERAMED® y colóquese cómodamente. Puede colocar una toalla o una manta delgada entre su cuerpo y el sistema para reducir la intensidad de la vibración si es necesario.
7. Relájese y permita que las vibraciones masajeen su cuerpo y cuello. También puede optar por centrarse en áreas específicas como las piernas, la región lumbar, la espalda y el cuello.
8. Cuando desee utilizar la almohada de masaje o el colchón de masaje de forma independiente, abra la cremallera de la almohada de la esterilla, desenchufe el conector DIN y conecte el adaptador de enchufe con el dispositivo que desea usar.
9. Para apagar el dispositivo, presione el botón ON/OFF en el control remoto.
10. Cuando termine de usar el sistema, desconecte el cable de alimentación y guarde la unidad en un lugar seguro y seco.

Almohada de Masaje Shiatsu

La Almohada de Masaje Shiatsu se puede utilizar para un masaje profundo en los músculos del cuello y los hombros, pero también es adecuada para otras partes del cuerpo

Cuando utilice el sistema en su cuello y hombros, asegúrese de elegir cuidadosamente la posición de su cuello en los rodillos de masaje. En caso de que los rodillos de shiatsu se coloquen demasiado altos o demasiado bajos en el cuello, es posible que experimente molestias.

Vuelva a colocar su cuerpo hasta que la posición de los rodillos de masaje se sienta adecuada. En caso de que los rodillos shiatsu se sientan demasiado duros, coloque una toalla suave y esponjosa sobre la almohada para reducir la presión.

Al separar la almohada del colchón, la almohada también se puede usar para grupos de músculos específicos, como la espalda, las piernas y los pies.

Consejos de Seguridad

Precaución: Lea todos los consejos de seguridad para su bienestar antes de usar. Mantenga este y cualquier otro producto electrónico fuera del alcance de los niños. Siempre se deben hacer cumplir las precauciones básicas de seguridad.

Desenchufe el dispositivo cuando no esté en uso.

Mantenga los cables, ambos usados o no, ordenadamente para evitar daños. No utilice alfileres u otros objetos afilados en el sistema de masaje. Nunca use el sistema de masaje THERAMED® si está doblado o arrugado. No se pare sobre la unidad.

Mantenga los dispositivos electrónicos y los enchufes alejados del agua para evitar descargas eléctricas. No lo use cuando esté mojado o húmedo. No utilice el masajeador THERAMED® en habitaciones húmedas (por ejemplo, al bañarse o ducharse).

No utilice el sistema de masaje como sustituto de un tratamiento médico.Consulte a su médico antes de usar si está embarazada, tiene un marcapasos, se ha sometido a una cirugía reciente, sufre coágulos de sangre o tiene cualquier otra condición médica. Si experimenta algún dolor o molestia durante el masaje, deténgase inmediatamente y consulte a su médico.

El uso prolongado puede provocar un calentamiento excesivo y puede acortar la vida útil de la unidad. Después de operar continuamente durante 30 minutos, el usuario debe detenerlo durante al menos 30 minutos antes de volver a usarlo.

Si la temperatura del masajeador es demasiado alta para su preferencia personal, deje de usarlo y deje que el sistema se enfríe.

Limpieza y almacenamiento

LA LIMPIEZA DE SU UNIDAD

- Para limpiar la cubierta exterior de su masajeador, use una esponja suave y ligeramente humedecida.
- No permita que agua ni ningún líquido entre en contacto con la unidad.
- NO utilice productos químicos ni abrasivos, como limpiadores y cepillos para limpiar.
- Para limpiar la cubierta exterior de su masajeador, use una esponja suave y ligeramente humedecida.
- No permita que agua ni ningún líquido entre en contacto con la unidad.
- NO utilice productos químicos ni abrasivos, como limpiadores y cepillos para limpiar.
- Nunca limpie cuando la unidad esté encendida.
- Asegúrese de que el masajeador esté apagado y desenchufado del adaptador antes de limpiarlo.

ALMACENAMIENTO DE SU UNIDAD

- Desconecte el cable de la fuente de alimentación.
- Doble sin apretar la esterilla de masaje.
- Coloque el masajeador, junto con el cable, en su bolsa de transporte o en un lugar seguro, seco y fresco.
- EVITE el contacto con bordes afilados u objetos puntiagudos.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Sognare® se preocupa por ofrecerte los productos más vanguardistas para el descanso, con la mejor calidad y el mejor servicio, es por eso que agradecemos mucho tu preferencia y queremos que seas uno más de nuestros clientes 100% satisfechos.

Te felicitamos por tu compra y te informamos que el producto que acabas de adquirir cuenta con las siguientes garantías:

Dentro de los primeros 90 días a partir de la compra, cuenta con garantía por cualquier defecto de fabricación y/o funcionamiento del producto en todas y cada una de sus partes, mediante el cambio o reparación del producto a favor del comprador o adquirente, incluyendo la mano de obra que en su caso se requiera para tal efecto. En caso de que el proveedor no cuente con las piezas, partes, componentes, consumibles y/o accesorios del producto, procederá el cambio físico por un producto de igual o similar precio o el reembolso de su precio, a opción del cliente. En este caso, los gastos de envío para ventas foráneas (fuera de la Ciudad de México y área metropolitana) corren a cargo del proveedor.

Las primeras 100 NOCHES los productos de la marca Sognare® cuentan con nuestra garantía exclusiva, con la cual, si por alguna circunstancia o motivo no te encuentras satisfecho con tu producto, te hacemos el cambio por otro producto igual o diferente pero de precio similar o te devolvemos tu dinero. Aplica únicamente durante las primeras 100 noches naturales después de haber recibido el producto. En este caso, los gastos de envío para ventas foráneas (fuera de la Ciudad de México y área metropolitana) corren a cargo del cliente.

Adicionalmente los productos **Colchón Sognare® Zero**, **Colchón Sognare® Zones y Sábanas Sognare®**, gozan de **10 años** de garantía por cualquier defecto de fabricación y/o funcionamiento en todas y cada una de sus partes, mediante el cambio o reparación del producto a favor del comprador o adquirente, incluyendo la mano de obra que en su caso se requiera para tal efecto. En caso de que el proveedor no cuente con las piezas, partes, componentes, consumibles y/o accesorios del producto, procederá el cambio físico por un producto de igual o similar precio o el reembolso de su precio, a opción del cliente. En este caso, los gastos de envío para ventas foráneas (fuera de la Ciudad de México y área metropolitana) corren a cargo del cliente.

CONDICIONES PARA HACER VÁLIDA LA PÓLIZA DE GARANTÍA

En caso de que quieras hacer valer la garantía sobre tu producto, necesitas:

- Regresar el producto completo en su empaque original.
- Tener el comprobante de compra y una identificación oficial.
- Llenar la ficha del producto que se incluye en esta garantía.
- Coordinar la entrega con el área de Atención a Clientes llamando al teléfono (01 55) 1087 2577 para hacer una cita, a fin de brindarle un mejor servicio.

Para tener certeza de que tu trámite se efectúa satisfactoriamente, es necesario que te comuniques a nuestra área de Atención a Clientes al teléfono (01 55) 1087 2577 o nos escribas al correo electrónico info@inova.com.mx

Esta garantía no será válida en los casos siguientes:

a) Cuando el producto haya sufrido daños o haya sido utilizado o manipulado en condiciones distintas a las normales;

b) Cuando el producto no haya sido operado o utilizado de acuerdo con el instructivo de uso;

c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personal no autorizado por el proveedor;

d) Cuando el producto sufra desgaste por uso normal o cotidiano.

En los productos de prenda íntima y consumibles, no se cuenta con cambios físicos, ni devoluciones, por aspectos de higiene y salud del propio consumidor.

Producto: _____ Marca:_____ Modelo:_____

No. de Serie: _____

Nombre del Distribuidor: _____

Nombre del Cliente:_____

Calle y No.:_____

Col. o Población:_____ C.P.:_____ Ciudad,

Estado:_____

HECHO EN CHINA
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: Sognero Descanso, S. de R.L. de C.V.
Carretera Cuautitlán - Tepotzotlán km 12.5, SN, Nave 1, Oficina 7 Sección G, San Mateo Ixtacalco, C.P. 54713, Cuautitlán Izcalli. Estado de México, México. RFC SDE220913JC0
Tel. Atención a Clientes:
Fijo (55) 4160 6370 • Whatsapp (55) 1328 8868 • atc@sognare.com.mx
Tel. Ventas:
Fijo (55) 8623 4415 • Whatsapp (55) 9262 5073 • ventasdistribuidores@sognare.com.mx
sognare.com.mx

100 NOCHES DE PRUEBA

10 Años de GARANTÍA